

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

продукта (товара): логопедический тренажер «Дэльфа-142.1»,
модификация «Зерде»

№ п/п	Наименование параметра	Характеристика	Кол-во
1.	НАЗНАЧЕНИЕ	<p>Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1», модификация «Зерде», представляет собой специализированную программу, предназначенную для коррекции произношения у детей, а также для формирования речи у глухих и слабослышащих.</p> <p>Широкий выбор методов и глубина обработки речевой информации позволяют использовать его в детских садах, специальных школах, интернатах и лечебных учреждениях, а также в домашних занятиях родителей с детьми.</p> <p>Тренажер в указанной модификации поддерживает сенсорное управление и подходит для работы как с обычным компьютером, имеющим клавиатуру и мышь, так и с планшетом, интерактивной доской, интерактивным столом и т.п. (только для ОС Windows 8, 8.1, 10, 11).</p>	
2.	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	<p>С помощью тренажера можно работать над коррекцией и развитием речевого дыхания, коррекцией высоты и силы голоса, интонацией, устранять назальный оттенок голоса, корректировать и автоматизировать произношение гласных и согласных звуков.</p> <p>Имеются специальные упражнения для повышения мотивации ребенка к выполнению артикуляционной гимнастики путем внесения в этот процесс игровых моментов.</p> <p>Общее количество упражнений – 32.</p> <p>Обеспечена индивидуализация предлагаемого материала в зависимости от состояния здоровья и уровня развития ученика, в том числе изменение чувствительности микрофона, индивидуальная подстройка под диапазон детского голоса.</p> <p>Тренажер имеет текстовое практическое руководство на русском языке, включающее правила работы с тренажером, методические рекомендации по проведению занятий и специальный раздел, посвященный психологическим аспектам программы и рекомендациям для ее использования психологами.</p> <p>В тренажере есть функция автоматического составления отчета о работе с упражнениями, который оформляется в виде текстового документа.</p> <p>Интерфейс тренажера представлен на русском и казахском языках (язык выбирается при установке, его можно менять после установки).</p> <p>Тренажер сертифицирован уполномоченным органом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, зарегистрирован в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по</p>	

№ п/п	Наименование параметра	Характеристика	Кол-во
		интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (запись № 5574 от 24.06.2019)	
3.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1», модификация «Зерде»	1
	– Сертифицированный блок обработки речевого сигнала (USB)	Предназначен для предварительной обработки речевых сигналов	1
	– USB-флеш-накопитель с программой	Предназначен для хранения программы и установки ее на жесткий диск компьютера	1
	– Микрофон с паспортом изделия	Применяется для передачи звука в блок обработки сигнала	1
	– Текстовое практическое руководство (электронная версия)	Содержит правила работы с тренажером и методические рекомендации по проведению занятий	1
	– Паспорт товара (печатный экземпляр)	Содержит информацию о назначении товара, условиях его эксплуатации, серийном номере блока обработки речевого сигнала, возможных неисправностях и способах их устранения	1
4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПАРАМЕТРЫ		
4.1.	Наименование продукта	Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1», модификация «Зерде»	
4.2.	Подключение	Требуется (через порт USB type A)	
4.3.	Технические требования к компьютеру	IBM-совместимый; обязателен свободный порт USB type A 2.0, 3.0, 3.1. Операционные системы: MS Windows 8, 8.1, 10, 11. Оперативная память: 4 GB	
4.4.	Внешняя система (управление, возможности, характеристики)	Не требуется	
4.5.	Технические параметры, критерии	<p>Поставляемый товар продукт сертифицирован: сертификат соответствия по ОК 26.20.16.190 № РОСС RU.НВ78.Н05760, срок действия с 06.07.2026 по 05.07.2029. Рег. № 0069316.</p> <p>Медицинской техникой не является.</p> <p>По виду климатического исполнения относится к классу УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.</p> <p>По безопасности относится к изделиям класса III тип по ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009.</p> <p>Товар новый и неиспользованный. Отсутствуют дефекты, связанные с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющиеся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России</p>	
4.6.	Приставки и принадлежности	Активные звуковые колонки или наушники (в комплект поставки не входят)	

№ п/п	Наименование параметра	Характеристика	Кол-во
5.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	Гарантийный срок – 12 месяцев с даты поставки. Сервисное обслуживание – на базе предприятия-изготовителя	
5.1.	Доставка по адресу	Производится за отдельную плату	
5.2.	Состояние товара при поставке, соответствие стандартам, условиям и требованиям	При доставке товар упакован способом, обеспечивающим его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки	
5.3.	Сроки поставки	До 14 дней с момента получения предоплаты (самовывоз со склада в Москве, передача на отправку транспортной компании или в почтовое отделение)	
5.4.	Наладка, настройка, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию	Производится пользователем самостоятельно	
5.5.	Инструкции по эксплуатации на русском языке	Каждая единица поставляемого товара сопровождается представленным в электронном виде практическим руководством (инструкцией по эксплуатации) на русском языке на USB-флеш-накопителе вместе с программой	
5.6.	Обучение специалистов	Не требуется	
5.7.	По требованию заказчика должны быть представлены все необходимые документы на товар, установленные законодательством РФ	Комплект документов включает в себя счет-оферту и универсальный передаточный документ (УПД)	
5.8.	Гарантийное обслуживание	Гарантийный срок – 12 месяцев с даты поставки. Сервисное обслуживание – на базе предприятия-изготовителя	
6	ПРОЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	Отсутствуют	